

permadental
Modern Dental Group



149,95€*

Set mit 3 Schienen
(ausreichend für einen
Behandlungsschritt)

*inkl. MwSt.

CA CLEAR ALIGNER

**Schienensystem
für die Zahnkorrektur**

CA-CLEAR-ALIGNER.COM
PERMADENTAL.DE
0 28 22 - 1 00 65

CA[®] CLEAR ALIGNER




Schienensystem für die Zahnkorrektur

Das 3-Schienen-System

Drei Materialstärken über vier Wochen für ein einzigartig schönes Lächeln: Pro Behandlungsschritt werden drei Schienen in unterschiedlichen Materialstärken getragen. Durch diese konstante Kraftverstärkung werden die Zähne effektiv, aber auf sehr sanfte und schonende Art korrigiert. Zur einfachen Unterscheidung sind die Schienen im Seitenzahnbereich mit dem jeweiligen Härtegrad gekennzeichnet.

Behandlungsschritte

Jeder Behandlungsschritt besteht aus einem Set mit drei Schienen. Ein Schienenset sollte über eine Zeit von 4 bis 6 Wochen getragen werden. Wir empfehlen grundsätzlich mehrere Behandlungsschritte einzuplanen. Je nach Korrekturbedarf können 2 bis 6 Behandlungsschritte nötig sein. Des Weiteren empfehlen wir nach Abschluß der Behandlung dauerhaft das Tragen eines Retainers (ca. 50,-€, inkl. MwSt.)



Woche



Fallbeispiele

Abdrücke

Wir benötigen Abdrücke oder Modelle vom Oberkiefer und Unterkiefer. Gerne verarbeiten wir auch Ihre Scandaten von jedem gängigen Scannersystem.

Kostenvoranschlag

Gerne erstellen wir Ihnen gratis einen Kostenvoranschlag auf Basis Ihrer unbearbeiteten Modelle.

Für einen Kostenvoranschlag mit Ziel-Setup und Auswertung berechnen wir **35,-€** netto (Verrechnung erfolgt bei Auftragserteilung).



Unser KFO-Team berät Sie gerne unter der Telefonnummer: 0 28 22-1 00 65