



PREISBEISPIEL

**PREIS, JE NACH AUSFÜHRUNG:
Professioneller Sportmundschutz
MOUTHGUARD**

34,99-84,99 €*

*zzgl. MwSt. Modelle und Versand

Sportmundschutz

Mouthguard

Fordern Sie kostenlos und unverbindlich
den Permamental-Gesamtkatalog an.

T 0800 - 737 000 737 | e.lemmer@permamental.de

WEIT MEHR ALS NUR KRONEN UND BRÜCKEN.



Sportmundschutz – Mouthguard

Sport ist für aktive Menschen jeden Alters ein besonders wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Gerade für Kinder und Jugendliche ist ausreichend Bewegung die Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Um auch bei gefahrgeneigten Sportarten für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen, sollte man jedoch nicht auf das Tragen eines Sportmundschutzes verzichten. Vollständige und gepflegte Zahnreihen gehören heute in jedem Alter zu einem positiven Lebensgefühl. (Laut der American Dental Association werden durch das Tragen eines

Mundschutzes allein in Amerika jährlich mehr als 200 000 schlimme Verletzungen im Mundbereich verhindert.)

WIE WIRKT EIN MOUTHGUARD?


Ein speziell für verschiedene Sportarten entwickelter Mundschutz dient dazu, Zähne und auch Kiefer vor Verletzungen zu schützen. Natürlich eignet sich hierzu besonders ein für den Sportler individuell hergestellter Mundschutz, wie der Mouthguard. Anders als bei einem „Mundschutz von der Stange“ fügt sich ein Mouthguard in der jeweils

individuell benötigten Ausführung exakt an die Zähne und die Kieferpartien an und sorgt so für eine optimale Schutzfunktion. Die Zahnreihen werden in einem genau definierten Abstand zueinander geschützt. Eventuell auftretende Kräfte, hervorgerufen durch Stöße oder Schläge, werden durch die verschiedenen Schichten, die optimal gewählte Materialstärke und die Beschaffenheit des Materials absorbiert. So wirken auf die Zähne und Kieferpartien im Falle eines Falles nicht mehr die extremen Kräfte ein, die sonst zu einem Trauma führen könnten.

Ausführung	Stärke	Sportart		Preis
Junior	1 Schicht, 4 mm	kontaktfreie Sportarten (Kinder, Jugendliche)	Gymnastik, Skateboarding, etc.	34,99 €*
Standard	1 Schicht, 5 mm	kontaktfreie Sportarten (für Erwachsene)	ExtremradSPORT, Bergsteigen, Gewichtheben, etc.	54,99 €*
Senior	1 Schicht, 6 mm	für Sportarten mit leichten Kontakten	Wakeboarding, Baseball, Squash, etc.	64,99 €*
Elite	3 Schichten, 9 mm (2x weich +1x weich, extra für Schneidezähne)	mittlerer Kontaktsport, angepasst an Gegenkiefer	Fußball, Basketball, Hockey, etc.	74,99 €*
Professional	3 Schichten, 9 mm (2x weich +1x hart, extra für Schneidezähne)	harter Kontaktsport, angepasst an Gegenkiefer	Rugby, Boxen, Wrestling, etc.	84,99 €*

*zzgl. MwSt., Versand und Modelle

FARBAUSWAHL



AUSWAHL UND LIEFERZEIT

Behandler und Patient suchen unter den verschiedenen Materialien und Stärken die richtige Ausführung aus. Anschließend können die benötigten Abdrücke genommen werden. Ungefähr 6 Tage nach Auftragseingang bei Permadental liegt der fertige Mouthguard in der Zahnarztpraxis zum Einsetzen bereit.

Spitta Akademie
Webinaraufzeichnung

permadental.de/
sportmundschutz



Unser Technik-Team berät Sie gerne unter der Telefonnummer **028 22-1 00 65**